

Unit Monitor

Software zur Überwachung des Power Towers am Computer

Power Tower PC monitoring software



DRUCKLUFT
ABSAUGUNG
BILDGEBUNG
ZAHNERHALTUNG
HYGIENE

0949-100-51



 DÜRR
DENTAL

EN Installation and Operating Instructions

The software Unit Monitor enables user friendly monitoring of the Power Tower from any computer.



1. Installation

System requirement:

- Operating systems Microsoft Windows 7, XP or Vista
- Sound card with speaker
- Network with DHCP
- Computer and Power Tower connected to network

 Only sufficiently qualified staff should install the software and start operation.

- Place the CD-ROM in the CD-drive.
- Double click the *unit-monitor-install.exe* file on the CD-ROM.
- Follow instructions given by the installation assistant.

 Once installation is complete a link to the program will appear on the desktop monitor.

 In order that Unit Monitor will start automatically when the computer is started, the program is added to the autostart menu.

2. Operation

 The program must be activated and the loudspeakers switched on while the Power Tower is being operated.

2.1 Start program manually

- Double click the desktop link.

The status display will open. This is identical to the display on the unit.

The program will remain active once the status display is closed. The symbol in the task bar displays the current status.



- To display the status, double click the symbol shown in the task bar.

2.2 Calling up status/messages

When there is a change in the status of the Power Tower the symbol also changes in the task bar and a message appears.

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | Failure |  | Information |
|  | Notice |  | Notes |
|  | Trouble free operation (no message) | | |

- The message can be resolved by following the instructions given by the Unit Monitor.

2.3 End program

- Click the symbol shown in the task bar using the right hand mouse key.
- Click "Close".

DE Installations- und Bedienungsanleitung

Mit der Software Unit Monitor überwachen Sie den Power Tower bequem am Computer.



1. Installation

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem Microsoft Windows 7, XP oder Vista
- Soundkarte mit Lautsprecher
- Netzwerk mit DHCP
- Computer und Power Tower an Netzwerk angeschlossen

 Nur ausgebildete Fachkräfte dürfen die Software installieren und in Betrieb nehmen.

- CD-ROM in das CD-Laufwerk legen.
- Auf *unit-monitor-install.exe* auf der CD-ROM doppelklicken.
- Installationsassistent folgen.

 Nach Abschluss der Installation erscheint auf dem Desktop eine Verknüpfung zum Programm.

 Damit Unit Monitor beim Start des Computers automatisch startet, wird das Programm im Autostart-Menü hinzugefügt.

2. Bedienung

 Während des Betriebs des Power Towers muss das Programm aktiv und der Lautsprecher eingeschaltet sein.

2.1 Programm manuell starten

• Auf die Desktop-Verknüpfung doppelklicken. Die Statusanzeige öffnet sich. Sie ist identisch mit dem Display am Gerät.

Beim Schließen der Statusanzeige bleibt das Programm aktiv. Das Symbol in der Taskleiste zeigt den Status an.



- Zum Öffnen der Statusanzeige, auf das Symbol in der Taskleiste doppelklicken.

2.2 Status/Meldung abfragen

Wenn eine Statusänderung am Power Tower auftritt, wechselt das Symbol in der Taskleiste und eine Meldung erscheint.

- | | | | |
|---|--|---|-------------|
|  | Störung |  | Information |
|  | Achtung |  | Hinweis |
|  | Störungsfreie Funktion (keine Meldung) | | |

- Um die Meldung zu beheben, Anweisungen des Unit Monitors folgen.

2.3 Programm beenden

- Mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste klicken.
- Auf "Beenden" klicken.

DÜRR DENTAL AG
Höffigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Tel.: +49 7142 705-0
Fax: +49 7142 705-500
info@duerr.de · www.duerr.de

