Información de producto
Periomat Intra/C+ revelador concentrado



Periomat Intra/C+ revelador concentrado - breve descripción

- Revelador concentrado de un solo componente para el revelado de películas radiográficas intraorales.
- Libre de hidroquinona y aldehídos.
- De fácil aplicación: llenar, diluir y listo.

Propiedades

El revelador concentrado Periomat Intra/C+ es un revelador especialmente concebido para todas las reveladoras de películas radiográficas Dürr Dental que únicamente son aptas para el procesamiento de películas radiográficas intraorales. La función del revelador Periomat Intra/C+ consiste en hacer visible en la película radiográfica la imagen latente generada por rayos X o por una luz. En este proceso se reducen los cristales de bromuro de plata expuestos a plata metálica gracias a las sustancias orgánicas del revelador. Con ello se consigue el ennegrecimiento de la película.

Composición del producto

El revelador concentrado Periomat Intra/C+ es alcalino y contiene ácido ascórbico y dimezona S como agentes reveladores, sulfito potásico como protector contra la oxidación, carbonatos, estabilizadores y adyuvantes en solución acuosa.

Aplicación

El revelador concentrado Periomat Intra/C+ se ofrece como concentrado de un solo componente. La solución de trabajo se debe preparar siguiendo las instrucciones de uso. Una preparación produce 1 litro de solución de revelador lista para el uso.

Impacto ambiental

Los baños reveladores usados deben eliminarse conforme a la normativa local vigente (código de identificación de residuos: CER 090101). El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.
Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Vida útil

No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa.

Solución de trabajo:

3 semanas a 20 °C o 24/25 °C con una calefacción de baño y 350 películas radiográficas intraorales como máximo en un formato de 3 cm x 4 cm en el Periomat y el Periomat Plus de Dürr Dental, o 200 películas radiográficas intraorales en un formato de 3 cm x 4 cm en el XR 04.

Presentación

Juego que contiene:
4 botellas de 500 ml de revelador concentrado
4 botellas de 500 ml de fijador concentrado
Concentrado de un solo componente para 4 preparaciones (se obtienen 4 soluciones de trabajo de revelador de 1 litro y 4 soluciones de trabajo de fijador de 1 litro)

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al respecto se deriva de nuestras "Condiciones generales de venta y suministro", que puede solicitarnos en todo momento.

DÜRR DENTAL

Información de producto
Periomat Intra/C+ revelador concentrado

Almacenamiento
Guardar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.

Notas generales
No mezclar Periomat Intra/C+ con otros productos. Esto genera una pérdida en el rendimiento del producto. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro.

Accesorios
Spray limpiador WR 2000

Advertencias de seguridad
Periomat Intra/C+ revelador concentrado se ha clasificado según el reglamento CLP y no está sujeto a la obligación de etiquetado. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.
pH: 10,0 – 11,0

CE

Distribuido por
Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Alemania
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante
orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Alemania
www.orochemie.de
info@orochemie.com

Versión 2023-07

DÜRR DENTAL