

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Dentallabor/Desinfektion

Datum: 2018-02

## Gefahrstoffbezeichnung

**FD 322 premium wipes Schnelldesinfektion**

**Gefahrenauslöser:** 1-Propanol und Ethanol

**Vertrieb:** DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel-Nr. 07142 705-0 Fax-Nr.: 07142 705-500

**Hersteller:** orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D-70806  
Kornwestheim

Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

**Notfallauskunft:** 030 30686790 Giftnotruf Berlin

## Gefahren für Mensch und Umwelt



**Gefahr. Entzündbarer Feststoff. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.**

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Gebrauchtes Tuch über den Hausmüll entsorgen - nicht in die Toilette werfen.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



**Technisch:** Für gute Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. -Nicht rauchen. Verpackung dicht geschlossen halten. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen lagern.

**Persönlich:** Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

**Beschränkungen:** Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

## Verhalten im Gefahrenfall



**Nach Verschütten/Auslaufen:** nicht anwendbar

**Feuer:** Bei Brand vorhandene Feuerlöscher einsetzen. Wenn Löschversuch nicht sofort erfolgreich ist, Fenster und Türen schließen, Raum verlassen, Feuerwehr rufen **(112)**.

**Löschmittel:** Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel:** keine

## Erste Hilfe



**Allgemeine Hinweise:** keine

**Nach Einatmen:** entfällt

**Nach Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** entfällt

**Notruf: 112**

**Notarzt/Rettungsdienst:**

## Sachgerechte Entsorgung

**Produkt:**

Gebrauchtes Tuch über den Hausmüll entsorgen - nicht in die Toilette werfen. Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

**Ungereinigte Verpackung:**

Verpackung ist aus PE/ALU/PA. Behälter vollständig entleeren.