

Kombinationen VistaScan Speicherfolien mit VistaScan Speicherfolienscannern

Die nachfolgenden Angaben geben Auskunft über die Kompatibilität verschiedener Speicherfolientypen von Dürr Dental mit den entsprechenden Speicherfolienscanner-Modellen. Die aufgeführten Speicherfolientypen dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Speicherfolienscanner-Modellen verwendet werden. Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Speicherfolien Plus



Speicherfolienscanner-Modell

VistaScan Perio (alle Modelle)
 VistaScan Ceph (alle Modelle)
 VistaScan Intra (alle Modelle)
 VistaScan Pano (alle Modelle)
 VistaScan Omni (alle Modelle)
 VistaScan Combi (alle Modelle)
 VistaScan Mini View
 VistaScan Mini Plus
 VistaScan Mini Easy
 VistaScan Mini

Speicherfolien IQ



Speicherfolienscanner-Modell

VistaScan Ultra View
 VistaScan Mini View 2.0
 VistaScan Mini Easy 2.0
 VistaScan Nano (alle Modelle)

Combining VistaScan image plates with VistaScan image plate scanners

Please see below for information about the compatibility of various types of image plate from Dürr Dental with the corresponding image plate scanner models. The types of image plate listed may only be used with the intended image plate scanner models. Any other usage is deemed to be improper. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper usage. In such cases, the user/operator will bear the sole risk.

Plus image plates



Image plate scanner model

VistaScan Perio (all models)
 VistaScan Ceph (all models)
 VistaScan Intra (all models)
 VistaScan Pano (all models)
 VistaScan Omni (all models)
 VistaScan Combi (all models)
 VistaScan Mini View
 VistaScan Mini Plus
 VistaScan Mini Easy
 VistaScan Mini

IQ image plates





Image plate scanner model

VistaScan Ultra View
 VistaScan Mini View 2.0
 VistaScan Mini Easy 2.0
 VistaScan Nano (all models)

Combinaisons des écrans à mémoire VistaScan avec les scanners d'écrans à mémoire VistaScan

Les indications suivantes renseignent sur la compatibilité des différents types d'écrans à mémoire de Dürr Dental avec les modèles de scanners d'écrans à mémoire correspondants. Les types d'écrans à mémoire énumérés doivent être uniquement utilisés avec les modèles de scanners d'écrans à mémoire prévus à cet effet. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Les dommages résultant d'une utilisation non conforme n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des risques encourus.

Écrans à mémoire Plus	Modèle de scanner d'écrans à mémoire
	VistaScan Perio (tous les modèles)
	VistaScan Ceph (tous les modèles)
	VistaScan Intra (tous les modèles)
	VistaScan Pano (tous les modèles)
	VistaScan Omni (tous les modèles)
	VistaScan Combi (tous les modèles)
	VistaScan Mini View
	VistaScan Mini Plus
	VistaScan Mini Easy
	VistaScan Mini
Écrans à mémoire IQ	Modèle de scanner d'écrans à mémoire
	VistaScan Ultra View
	VistaScan Mini View 2.0
	VistaScan Mini Easy 2.0
	VistaScan Nano (tous les modèles)



Combinaciones de placas radiográficas VistaScan con lectores de placas VistaScan

Estas indicaciones ofrecen información acerca de la compatibilidad de las diferentes placas radiográficas de Dürr Dental con los modelos de lectores de placas correspondientes. Los tipos de placas radiográficas especificados solo se deben usar con los modelos de lectores de placas previstos. Todo tipo de empleo que difiera de lo anteriormente indicado no será considerado como una utilización conforme al uso previsto. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños que se puedan derivar del mismo. El usuario correrá con todo el riesgo.

Placas radiográficas Plus



Modelo de lector de placas

VistaScan Perio (todos los modelos)
 VistaScan Ceph (todos los modelos)
 VistaScan Intra (todos los modelos)
 VistaScan Pano (todos los modelos)
 VistaScan Omni (todos los modelos)
 VistaScan Combi (todos los modelos)
 VistaScan Mini View
 VistaScan Mini Plus
 VistaScan Mini Easy
 VistaScan Mini

Placas radiográficas IQ



Modelo de lector de placas

VistaScan Ultra View
 VistaScan Mini View 2.0
 VistaScan Mini Easy 2.0
 VistaScan Nano (todos los modelos)

Compatibilità dei film ai fosfori VistaScan con gli scanner per film ai fosfori VistaScan

I dati riportati qui di seguito indicano la compatibilità dei differenti tipi di film ai fosfori con i vari modelli di scanner per film ai fosfori Dürer Dental. I tipi di film ai fosfori elencati possono essere utilizzati esclusivamente con i modelli di scanner per film ai fosfori previsti. Un diverso impiego non è da considerarsi a norme. Per danni derivanti da un utilizzo non conforme, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Il rischio è unicamente dell'operatore.

Film ai fosfori Plus



Modello di scanner per film ai fosfori

VistaScan Perio (tutti i modelli)
 VistaScan Ceph (tutti i modelli)
 VistaScan Intra (tutti i modelli)
 VistaScan Pano (tutti i modelli)
 VistaScan Omni (tutti i modelli)
 VistaScan Combi (tutti i modelli)
 VistaScan Mini View
 VistaScan Mini Plus
 VistaScan Mini Easy
 VistaScan Mini

Film ai fosfori IQ



Modello di scanner per film ai fosfori

VistaScan Ultra View
 VistaScan Mini View 2.0
 VistaScan Mini Easy 2.0
 VistaScan Nano (tutti i modelli)