

2202-01 ca. 23 kg
2202-02 ca. 25 kg
2202-03 ca. 27 kg


Scherkraft / *Shearforce* 750 N
Zugkraft / *Tractive force* 2000 N

⚠ Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Die Tragkraft der Befestigung muss ausreichende Sicherheit gewährleisten.
Use appropriate fixing materials for the floor area.
The load bearing properties of the fixtures must guarantee sufficient security.

1 Befestigung des Geräts mit 4 Schrauben M8
Secure the unit using 4 M8 screws

2 Kabel für Kontrollunit
Cable for control unit

i Weitere Hinweise zur Planung unter www.duerr.de/dlc/DXF_VistaIntra
Further planning information can be found under
www.duerr.de/dlc/DXF_VistaIntra



80

80

255

2

406,4



DÜRR DENTAL AG
Höpfelheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerr.de
info@duerr.de

